

# Coiffe sous arthroscopie

Gants 8

Bandes collantes systématique pour les manchettes de gants

## **Installation**

- Position assise
- Sangle
- Appui bras des deux côtés
- Billot sous les jambes
- Table pont avec housse

## **Drapage**

- Pack arthroscopie
- 2 Casaques renforcées
- Champ d'arthroscopie
- 2 champs de table
- 1 housse mayo pour table à pont
- 1 champ en U
- 1 housse camera
- Jersey bras

## **Boîtes**

- Boîte arthroscopie épaule avec optique 30° ou 70°
- Boîte shaver

## **Petit matériel**

- Aiguille verte

## **Matériel spécifique**

- Colonne Arthrex
- VAPRE TURBOVAC 90 Smith Nephew
- Canule jaune Arthrex 8.25mm IDx7cm
- Cassette arthropompe Dualwave outflow tube set
- Tubulure arthropompe AR-6415
- 3 tuyaux d'aspiration
  - poche du champ d'arthro
  - ventouse au sol
  - dans housse de camera
- Ventouse ( aspi orange sol)
- 1 bande collante
- Stylo
- Badigeon

## **Ligatures et implants**

- Swivelock SP ou souples, 1 Fibertape et 1 Tigertape pour commencer

- Aiguille Scorpion
- Fibertape, Fiberloop, Fiberlink à la demande
- Vicryl rapide

**Pansement**

- Compresses collées
- Coussin d'abduction à 30°