

Arthroscopie de poignet-débridement

Gants 8

Bandes collantes systématique pour les manchettes de gants

Installation

- Décubitus dorsal
- Potence poignet + poids 5 Kg
- Table à bras
- Chirurgien et aide opératoire côté tête
- Colonne en face de l'autre côté de la table à bras
- Colonne Arthrex (si non dispo prendre colonne Smith & Nephew)

Drapage

- Pack main
- 2 casaques
- Bandes collantes

Boîtes

- Boîte arthroscopie poignet + optique 2,7
- Boîte main (badigeon)
- Plaque de traction de la main (pas doigtier japonais)
- Boîte Shaver poignet 2,3 Conmed avec résecteur +- fraise cuba microblade
- VAPR= VAP 2.3 (ref 22.7211/ lot 121202)

Petit matériel

- Feutre
- Housse caméra avec aspiration
- Lame 11
- Câble de lumière
- Araignée au sol (aspi)
- Aiguille verte
- Tubulure en Y
- 2 Poches de serum sur pied à serum avec sac pour pression

Ligatures

- Viryl rapide 4-0

Pansement

- Attelle Dynacast 7 cm, longueur 20 cm