

# Arthroscopie de poignet TFCC avec tunnel ulnaire

Gants 8

Bandes collantes systématique pour les manchettes de gants

BE bipolaire

## Installation

- Décubitus dorsal
- Potence poignet + poids 5 Kg
- Table à bras
- Chirurgien et aide opératoire placés côté tête
- Colonne en face de l'autre côté de la table à bras
- Colonne Arthrex (si non dispo prendre colonne Smith & Nephew)
- Petit ampli placé aux pieds

## Drapage

- Pack main
- 2 casaques
- Bandes collantes

## Boîtes

- Boîte arthroscopie poignet + optique 2,7
- Boîte main (badigeon)
- Plaque de traction de la main (pas doigtier japonais)
- Boîte Shaver poignet 2,3 Conmed avec résecteur +- fraise cuba microblade
- VAPR= VAP 2.3 (ref 22.7211/ lot 121202)
- Moteur Colibri

## Petit matériel

- Mèche de 3,5 mm cannulée
- Mini pushlock 2,5mm avec broche 2,5 mm
- Mini lasso straight
- Fiberwire 4-0
- Feutre, Lame 11 et Aiguille verte
- Tubulure en Y et Araignée au sol ( aspi)
- Câble de lumière et Housse caméra avec aspiration
- 2 Poches de serum sur pied à serum avec sac pour pression

## Ligatures

- Viryl rapide 4-0

## Pansement

- Attelle Dynacast 7 cm, longueur 20 cm