

Bankart épaule sous arthroscopie

Gants 8

Bandes collantes systématique pour les manchettes de gants

Installation (avec deux panseuses en salle)

- Position assise
- Sangle
- Appui bras des deux côtés
- Billot sous les jambes

Drapage

- Pack arthroscopie
- 2 champs de table
- 1 housse mayo pour table à pont
- 1 champ en U
- 1 housse de camera avec tuyau d'aspiration
- Jersey bras

Boîtes

- Boîte arthroscopie épaule avec optique 30°
- Ancillaire Bankart arthrex
- Ancres Pushlock 2,9mm
- Colonne Arthrex
- VAPRE TURBOVAC 90 Smith Nephew
- 2 Canules vertes
- Cassette arthropompe Dualwave outflow tube set
- Tubulure arthropompe AR-6415
- 3 tuyaux d'aspiration
 - poche du champ d'arthro
 - ventouse au sol
 - dans housse de camera
- Ventouse (aspi orange sol)

Petit matériel

- Aiguille verte
- Stylo
- Badigeon
- Bandes collantes

Matériel spécifique

-

Ligatures

- Vicryl rapide

Pansement

- Attelle coude au corps