

Butée coracoïdienne

Gants 8, Double paire 8 1/2- 8

Bandes collantes systématique pour les manchettes de gants

BE bipolaire sauf épaule et coude monopolaire

Installation

- Décubitus dorsal à plat
- Petit rouleau sous épaule opérée
- Assistant muet
- Stéridrap
- Marqueur
- Casaque avec Dragone + bavette ou bandes collantes
-

Drapage

- Pack épaule

Boîtes

- Boîte butée arthrex – Vis 34-36 cannulées
- Boîte épaule avec écarteur à valves interchangeables
- Ecarteur dos d'âne 4 dents
- Ecarteur Fukuda
- Moteur Colibri (gros) + scie Synthès spéciale à 90°
- Moteur Aesculap mèches 3.5 et 3.2

Petit matériel

- BE monopolaire
- Aspiration
-

Matériel spécifique

- Boîte

Ligatures

- Fils Vicryl 2-0, Vicryl 1 petite aiguille, Vicryl rapide 3-0 , Stéristrips

Pansement

- Coude au corps