

Capsulodèse poignet

Gants 8

Bandes collantes systématique pour les manchettes de gants

BE bipolaire

Installation

- Décubitus dorsal
- Table à bras
- Garrot pneumatique
- Petit ampli placé au pied à la demande

Drapage

- Pack extrémités

Boîtes

- Main os
- Moteur Colibri
- Pince coupante

Petit matériel

- Bistouri bipolaire
- Ecarteur autostatique petit
- Lames 23, et15
- Broches 15 et 2 broches de 12, pince coupante
- Manovac

Matériel spécifique

- 1 anse Mini Mitek résorbable

Ligatures

- PDS 4-0
- Vicryl rapide

Pansement

- Attelle largeur 7,5 CM de 20 cm de long