

Pseudarthrose du scaphoïde

Greffon vascularisé radial

Gants 8

Bandes collantes systématique pour les manchettes de gants

BE bipolaire

Cupule avec sérum

1 Poignée

Garrot pneumatique au bras

Appui bras de l'autre côté

Boîte à aiguilles

Installation

- Décubitus dorsal
- Table à bras
- Ampli aux pieds

Drapage

- Pack main

Boîtes

- Boîte main os
- Ecarteur microstatique
- Petit colibri
-

Petit matériel

- Bistouri bipolaire
- Stylo
- Lac silicone jaune
- Pince coupe-broche
- Pince tire-broche « bec de canard »

Matériel spécifique

- Broches 10/10
- Mèche 2 mm
- Aiguille orange

Ligatures

- PDS 4-0
- Ethilon

Pansement

- Attelle Dynacast 6cm, longueur 20 cm