

SLIC

Gants 8, Double paire 8 1/2- 8

Bandes collantes systématique pour les manchettes de gants

BE bipolaire sauf épaule et coude monopolaire

Cupule avec serum

Installation

- Décubitus dorsal
- Table à bras
- Garrot pneumatique
- Petit ampli placé au pied

Drapage

- Pack extrémités

Boîtes

- Main os avec petite curette et crochet à tendon
- Moteur Colibri
-

Petit matériel

- Bistouri bipolaire
- Ecarteur autostatique petit
- Lames 23, 15 et 11
- Broches 15 et 2 broches de 12, pince coupante
- Manovac
- Aiguille rose

Matériel spécifique

- Ancillaire de pré-traction tendineuse SLIC ARTHREX
- 3 Fiber loop 4-0
- 3 Mini pushlock 2,5mm avec mèche 2,5 mm
- 2 Mini corckscrew
- Fils Ethilon 3-0, PDS 4-0, Fiberwire 4-0
-

Ligatures

- Ethilon 4-0
- Vicryl rapide

Pansement

- Attelle largeur 7,5 CM de 20 cm de long