

# Prothèse totale épaule Tornier

Gants 8, Double paire 8 1/2- 8

Bandes collantes systématique pour les manchettes de gants

BE unipolaire avec grattoir et aspiration

Cupule avec sérum

Poignée

Appui bras de l'autre côté

## **Installation**

- Position semi assise
- Conserver les deux appuis dorsaux
- Bande Velpeau 10 cm pour le menton – Compresses abdominales contre une joue
- Appuis bras des deux côtés + curseurs orientables du côté opéré
- Table pont
- Coussin Silicone sous les genoux
- Couverture chauffante

## **Drapage**

- Pack orthopédique
- Champ en U d'approche supplémentaire
- Housse de table pont

## **Boîtes**

- Boite épaule avec écarteur à valves interchangeables
- Moteur avec scie et lame large

## **Petit matériel**

- Poignée
- Tuyau d'aspiration
- Bandes collantes supplémentaires
- Ioban
- Compresses marquées à compter
- Boîte à aiguilles
- Drain de redon x2 + flacon
- Lames 23 et 15

## **Matériel spécifique**

- Ancillaire prothèse
- En option
  - Bol à ciment et Ciment Tornier TBC em G1 x2

## **Ligatures**

- Vicryl 2/0– Mersuture 3

- Vicryl 1 - Vicryl 2/0
- 2 ForceFibers Tornier
- 2 Vicryl rapide 3/0
- Stéristrip

**Pansement**

- Compresses non marquées collées
- Bandage coude au corps ou coussin d'abduction