

Prothèse trapezométacarpienne ISIS

Installation

- Décubitus dorsal
- Table à bras transparente
- Garrot au bras
- Petit ampli

Drapage

- Pack main

Boîtes

- Boîte Main os
- Boîte Moteur avec scie Colibri (scie ref : 532.041S)

Petit matériel

- Stylo dermatographique
- BE bipolaire
- Bandes collantes (ou main de plomb si possibilité)
- Lac en silicone jaune
- Lame 15

Matériel spécifique

- Ancillaire ISIS

Ligatures

- PDS4-0
- Vicryl rapide 3-0

Pansement

- Compresses abdominales
- Compresses normales non radio-opaques
- Bande Velpeau 10 cm
- Elastoplaste 6cm