

Vissage du scaphoïde avec greffe radiale

Gants 8

Bandes collantes systématique pour les manchettes de gants

BE bipolaire

Cupule avec sérum

Poignée

Garrot pneumatique au bras

Appui bras de l'autre côté

Boîte à aiguilles

Installation

- Décubitus dorsal
- Table à bras et petite table au bout
- Petit ampli avec housse

Drapage

- Pack main
- Champ de table supplémentaire
- Bandes collantes

Boîtes

- Boîte main-os
- Petit moteur colibri

Petit matériel

- Lames 23-15
- Crayon dermatographique
- Curette
- 1 cupule alu (pour greffons)
- Ecarteur microstatique

Matériel spécifique

- Vis Biotech toutes tailles
- Pince coupante
- Broche 15/10
- 1 manovac

Ligatures

- PDS 4/0
- Vicryl rapide 3/0
- Stéritrips

Pansement

- Attelle Dynacast 7 cm, 20 cm de long